

# MASQUES

## CONSEILS D'ENTRETIEN

### COMMENT ENTREtenir UN MASQUE

- **AVANT OUVERTURE :**

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

- **POUR LE LAVAGE :**

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

- **APRES LE LAVAGE :**

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)

Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche- cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.

Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.

Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

# MASQUES

## CONSEILS D'ENTRETIEN – FICHE DE SUIVI

### DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques peuvent être lavés 50 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

	UTILISATION																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MASQUE 1																					
MASQUE 2																					
MASQUE 3																					
MASQUE 4																					
MASQUE 5																					
MASQUE 6																					

	UTILISATION																				
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
MASQUE 1																					
MASQUE 2																					
MASQUE 3																					
MASQUE 4																					
MASQUE 5																					
MASQUE 6																					

	UTILISATION									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
MASQUE 1										
MASQUE 2										
MASQUE 3										
MASQUE 4										
MASQUE 5										
MASQUE 6										